

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА МИКРОСКОПОВ DISCOVERY

Centi



Micro



Nano



Pico



Femto



Atto



Назначение	для игр и первого знакомства с микромиром		для развития хобби	для школы и колледжа		для учебных заведений и лабораторий
Увеличение	100–300x и 100–900x	40–640x	40–400x	40–400x		40–1000x
Оптика	полимерное оптическое стекло		оптическое стекло	оптическое стекло		оптическое стекло
Корпус	пластик		пластик	металл		металл
Окуляр	1 окуляр	1 двухпозиционный окуляр – быстрое изменение увеличения поворотом	1 окуляр	1 окуляр		1 окуляр с указателем
Объективы	3 объектива		3 ахроматических объектива	3 ахроматических объектива	3 улучшенных ахроматических объектива	4 улучшенных ахроматических объектива
Питание подсветки	батарейки		батарейки	батарейки или сеть		батарейки или сеть
Что еще	20+ дополнительных аксессуаров	интересный дизайн	есть модель с камерой 0,3 Мпикс	есть модель с камерой 1,3 Мпикс	есть модель с камерой 3 Мпикс	есть модель с камерой 5 Мпикс
	есть подсветка зеркалом, не требующая питания	пять красивых цветов корпуса		окулярная насадка вращается на 360° – удобно для рассматривания вдвоем		окулярная насадка вращается на 360° – удобно для рассматривания вдвоем
				грубая и точная фокусировка – для максимальной четкости		грубая и точная фокусировка – для максимальной четкости
					продвинутая настройка освещения – лучшие условия для изучения	
					большой профессиональный предметный столик – точное ведение образца	
					иммерсионное масло – для дополнительных исследований	



В комплекте с каждым микроскопом идет красочная книга знаний «Невидимый мир»

«Невидимый мир» – познавательное пособие, написанное доступным языком, красочно иллюстрированное; оно прекрасно подходит для получения первых знаний о микромире. В книге рассказывается об истории микроскопии, устройстве микроскопа и микроорганизмах, которые можно увидеть.

© 2021 Discovery or its subsidiaries and affiliates. Discovery and related logos are trademarks of Discovery or its subsidiaries and affiliates, used under license. All rights reserved. Discovery.com

levenhuk.com

Levenhuk Inc. (USA): 928 E 124th Ave. Ste D, Tampa, FL 33612, USA, +1 813 468-3001, contact_us@levenhuk.com

Levenhuk Optics s.r.o. (Europe): V Chotejně 700/7, 102 00 Prague 102, Czech Republic, +420 737-004-919, sales-info@levenhuk.cz

Levenhuk® is registered trademark of Levenhuk, Inc.

© 2006–2022 Levenhuk, Inc. All rights reserved.

Discovery

discovery+
STREAM WHAT YOU LOVE
ALL IN ONE PLACE

levenhuk
Zoom&Joy